

Quality time for better care

Quality time for better care は、医療に関わるすべての人々に
今よりも「質の高い時間」を創出することを目指す
Terumo Medical Care Solutions のブランドプロミスです。



HOSPITAL CARE

テルフュージョンTM 輸液セット



安全・安心な輸液投与のために

安全・安心な工夫を施した輸液セット

ロックコネクタ

耐薬品性が高いポリプロピレン製で、薬剤クラックのリスクを低減するように配慮されています。

「確実」で「安心」な接続のために

薬液漏れや接続外れのリスクを最小限にし、安全な接続を確実にするために、すべての接続部はロックコネクタータイプを使用することが望ましいとされています※。

※ 輸液カテーテル管理の実践基準 輸液治療の穿刺部位・デバイス選択とカテーテル管理ガイドライン 1版 日本 VAD コンソーシアム 編集
Infusion Nursing Society : Infusion Therapy Standards of Practice 2024,5136,40.2

ろ過網

孔径40 μ mのろ過網付きで、薬液調整時の沈殿物や微小異物等の除去に寄与します。

クレンメ

ロール可動域全域で流量調整が可能で、滴下速度の調節のしやすさに寄与します。

びん針

針先形状をスリムにすることでゴム栓への刺しやすさを追求しました。

DEHP
可塑剤
DEHP: フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

コード番号	滴数	先端コネクター	全長(cm)	内容量(mL)	包装単位	共通商品コード(JAN)
TI-U750P	20滴 $\approx$ 1mL	ロック	125	9	50	4987350147356
TK-U750P	60滴 $\approx$ 1mL	ロック	125	9	50	4987350065698
TI-U751P	20滴 $\approx$ 1mL	ロック	155	10	50	4987350068958
TK-U751P	60滴 $\approx$ 1mL	ロック	155	10	50	4987350066572

※全長・内容量は目安です。
※内容量には点滴筒半量として約4.5mLを含みます。

一般的名称:自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 販売名:テルフュージョン輸液セット 医療機器認証番号:15300BZZ00223000

本製品をご使用の際は、電子添文をご確認ください。



テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 www.terumo.co.jp

記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。

©テルモ株式会社 2025年3月
TM-00000510-001 25T017-1CB10SZ2503