

テルモ糖注5% 250mL品、500mL品 容器・包装変更のご案内

2026年10月
テルモ株式会社


謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、テルモ糖注5% 250mL品および500mL品につきまして、下記のとおり、容器および包装を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

謹白

記

■ 変更内容

①製品本体（バッグ）の仕様を変更いたします。

	容量	変更前	変更後
材質	250mL	バッグ： <u>PP</u> 、ゴム 袋口シール： <u>PET</u> 、PP	バッグ： <u>PE</u> 、ゴム 袋口シール： <u>PET</u> 、PP
	500mL	バッグ： <u>EVAC</u> 、ゴム 袋口シール： <u>PET</u> 、PP	
寸法	250mL	全長 約236mm×幅 約109mm	全長 約230mm×幅 約129mm
	500mL	全長 約250mm×幅 約129mm	全長 約264mm×幅 約127mm
シートの厚み	250mL	約280μm	約250μm
	500mL	約350μm	
空バッグ重量	250mL	約18.7g	約21.2g
	500mL	約28.3g	約23.7g
予備容量	250mL	約65mL	約245mL
	500mL	約160mL	約160mL
ゴム栓穿刺面径	250mL	φ11.8mm	φ15mm
	500mL	φ12.2mm	
ゴム栓形状 袋口シール	共通	  袋口シール有 (透明)	  袋口シール有 (不透明)


②表示、包装袋の仕様、出荷箱のサイズを変更いたします。

・テルモ糖注5%（250mL）

変更前



変更後



（注意）写真は250mL品の代表例であり、排出口の色は実物とは異なります。



幅(W)350mm×奥行(D)225mm×高さ(H)223mm
約6.3kg

幅(W)265mm×奥行(D)262mm×高さ(H)245mm
約6.3kg

・テルモ糖注5%（500mL）

変更前



変更後



（注意）写真は500mL品の代表例であり、排出口の色は実物とは異なります。



幅(W)408mm×奥行き(D)254mm×高さ(H)238mm
約11.9kg

幅(W)404mm×奥行き(D)264mm×高さ(H)257mm
約11.8kg

- ③出荷箱の開封方法を変更いたします。
カッターナイフを使わずに封かんテープを剥がせる仕様に変更いたします。
開封用ミシン目を押し込み、テープをつかみ、引き上げてください。



- **変更開始時期** 2026年12月
在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。
なお、一定期間、出荷箱に貼付しておりますラベルに「仕様変更品」の追記をさせていただきます。

- **変更対象品種**
・テルモ糖注5%（250mL×20袋）

変更前

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード
TP-A03G05V	350029539	 (01)04987350029546	 (01)14987350029536	1073775040102



変更後

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード	開始ロット
TP-AC03G05	892153594	 (01)04987892153600	 (01)14987892153591	1073775040201	未定

- ・テルモ糖注5%（500mL×20袋）

変更前

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード
TP-A05G05V	350029430	 (01)04987350029447	 (01)14987350029437	1073805040102



変更後

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード	開始ロット
TP-AC05G05	892153617	 (01)04987892153624	 (01)14987892153614	1073805040301	260818CA