

デノサリン1輸液 500mL品 容器・包装変更のご案内

2026年10月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、デノサリン1輸液500mL品につきまして、下記のとおり、容器および包装を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

謹白

記

■ 変更内容

①製品本体（バッグ）の仕様および表示デザインを変更いたします。


また、ゴム栓部のシール（袋口シール）を「透明」から「白色（不透明）」に変更いたします。

変更前



袋口
シール有

変更後




袋口
シール有

	変更前	変更後
材質	バッグ：EVAC、ゴム 袋口シール：PET、PP	バッグ：PE、ゴム 袋口シール：PET、PP
寸法	全長 約250mm×幅 約129mm	全長 約264mm×幅 約127mm
シートの厚み	約350μm	約250μm
空バッグ重量	約28.3g	約23.7g
予備容量	約160mL	約160mL
ゴム栓穿刺面径	φ 12.2mm	φ 15mm

②包装袋の仕様および表示を変更いたします。

変更前



変更後



注意) 写真は500mL品の代表例であり、排出口の色は実物とは異なります。

③出荷箱のサイズおよび表示デザインを変更いたします。また、カッターナイフを使わずに封かんテープを剥がせる仕様に変更いたします。

変更前



変更後



幅(W)408mm×奥行(D)254mm×高さ(H)238mm
約11.9kg

幅(W)404mm×奥行(D)264mm×高さ(H)257mm
約11.7kg

〈開封方法〉

開封用ミシン目を押し込み、テープをつかみ、引き上げます。



■ **変更開始時期** 2026年12月
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ **変更対象品種**
デノサリン 1 輸液（500mL×20袋）

変更前

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード
TP-A05GS1V	350309570	 (01)04987350309587	 (01)14987350309577	1077285010102



変更後

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード	開始ロット
TP-AC05GS1	892153914	 (01)04987892153921	 (01)14987892153911	1077285010201	260518CA

※なお、一定期間、出荷箱に貼付しておりますラベルに「仕様変更品」の追記をさせていただきます。

