

お客様各位

ベノジェクトII 真空採血管(滅菌品) 出荷箱表示変更のご案内

2024年6月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、この度、ベノジェクトII 真空採血管(滅菌品)につきまして、下記のとおり、出荷箱(1000本入)の表示を変更いたしますので、ご案内申し上げます。なお、詳細につきましては、弊社担当者にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

謹白


記

■変更内容

出荷箱の取り扱い表示に「天地無用」を追加いたします。



※採血管のフィルム栓を下にすると、分離剤流れが発生する可能性があります。輸送時・保管時にフィルム栓が下になることがないように、お願いいたします。



■変更開始時期 2024年10月頃

※在庫状況・品種により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますがご了承ください。

■変更対象品種 ベノジェクトII 真空採血管(滅菌品) 全品種

一般的名称：真空密封型採血管

販売名：ベノジェクトII 真空採血管(滅菌品)

医療機器認証番号：219ABBZX00032000

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1

www.terumo.co.jp

©テルモ株式会社 2024年6月作成
24T171-1ZZ0.001ZZ2406